



CONSOLE D'ALERTE MÉDICALE AVEC MODULE CELLULAIRE – GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE MEDICAL ALERT CONSOLE WITH CELLULAR COMMUNICATOR – QUICK INSTALLATION GUIDE



Installation de l'appareil Device set-up

1. Branchez la console dans une prise électrique murale. La console devrait annoncer : « Module cellulaire détecté. Veuillez attendre. »
PLUG THE CONSOLE INTO THE WALL OUTLET. IT SHOULD ANNOUNCE "CELLULAR MODULE DETECTED, PLEASE WAIT".
2. Attendez environ 60 secondes. La console devrait annoncer : « Console prête », puis « Module cellulaire prêt ».
WAIT 60 SECONDS. THE CONSOLE SHOULD ANNOUNCE "CONSOLE READY", THEN "CELLULAR MODULE READY".
3. Pour tester l'appareil, appuyez sur le bouton de votre pendentif ou de votre bracelet ou sur le bouton HELP de la console. Les tests peuvent être effectués en tout temps 24 h/24 et 7 j/7.
TO TEST YOUR DEVICE, PRESS YOUR SENSOR BUTTON, OR THE CONSOLE'S HELP BUTTON. YOU MAY TEST THE SYSTEM 24/7.

POUR TOUTE ASSISTANCE FOR ANY ASSISTANCE

GLOBAL SÉCURITÉ ALERTE

1 877 575-3555

services@globalsecuritealerte.ca

Lun-ven : 9 h à 20 h (HE)

Sam-dim : 10 h à 16 h (HE)

GLOBAL SECURITY ALERT

1-877-575-3555

services@globalsecurityalert.ca

Mon-Fri: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. ET

Sat-Sun: 10:00 a.m. to 4:00 p.m. ET

OFFRE EXCLUSIVE DE VOTRE REPRÉSENTANT EXCLUSIVE OFFER FROM YOUR LOCAL REPRESENTATIVE

RÉFÉREZ UN PROCHE ET OBTENEZ 1 MOIS DE SERVICE GRATUIT*
REFER A LOVED ONE AND RECEIVE 1 MONTH OF FREE SERVICE*

* Offre d'une durée limitée. Maximum de 6 références admissibles par année.

* Limited-time offer. Maximum of six eligible referrals per year.

GLOBAL SÉCURITÉ ALERTE

Votre fournisseur de confiance en dispositifs d'alerte médicale
Partout au Canada et aux États-Unis

GLOBAL SECURITY ALERT

Your trusted provider of personal emergency response system
Everywhere in Canada and the USA